

ARTISTRY How to Use 아티스트리 더마아키텍트 사용법



상세페이지 바로가기

언제 사용하면 좋을까요?

스킨 뉴트리션은 매일 아침과 저녁,
스킨 피트니스는 피부 회복 기간을 고려해
주2회 저녁 시간 케어를 권장합니다.

스킨 뉴트리션

사용 주기	아침/저녁으로 매일 사용
사용 방법	아티스트리 스킨케어 제품을 바른 후 부드럽게 문질러서 케어
총 케어 시간	3분(비타민C & 스킨케어 모드 각 90초)

스킨 피트니스

사용 주기	주2회, 저녁 시간대 사용
사용 방법	전용젤을 도포 한 뒤, 부위 별 6초간 조사하여 얼굴 전체를 케어
총 케어 시간	5분 (6초*50샷)



어떤 사람들이 쓰면 좋을까요?

- ✓ 탄력이 예전 같지 않아 피부 처짐이 느껴지는 분
- ✓ 이중 턱이나 볼록 살 등 탄력선이 무너져 고민인 분
- ✓ 꾸준한 홈 케어로 탄력 있고 어려 보이는 피부를
되찾고 싶은 분

링 부착 방법



1. 본체에 헤드를 부착합니다.



2. 목적에 따라 스킨 피트니스링 또는 스킨 뉴트리션링을 부착합니다.



3. 본체 헤드를 잡고 시계 반대 방향으로 180도 돌려 전원을 켜세요.

1. 스킨 피트니스 모드



자신에게 맞는 강도를 설정해 주세요



부스팅 젤을 약 4cm 원 모양으로
덜어 얼굴에 발라줍니다.




'시작'을 누르고 피부에 닿으면
조사가 시작됩니다.
기기를 살짝 들어 다음 부위로
이동해주세요.



이마와 눈가 10샷, 볼 20샷,
턱선과 목 20샷을 조사합니다. 50샷으로
얼굴 전체를 케어하지 못했을 경우,
추가 케어를 진행해주시면 됩니다.

*힘줄이 이동하며 케어하는 것을 권장합니다.

2. 스킨 뉴트리션 모드



비타민C 모드 ▶ 스킨케어 모드
순서로 사용합니다.



비타민C+히알루론산 트리플액션 또는
스킨케어 후 부드럽게 롤링하며
90초간 케어합니다

스킨 피트니스 모드 후 피부에 젤이 남아있다면
닦아내고 사용하세요.

세척 및 살균· 충전법



1. 본체, 헤드, 링을 분리해 부드러운 천이나 물티슈로 닦아줍니다.

2. 거치대를 활용하면 충전과 동시에 99.9% 살균*이 이루어집니다.

*대장균, 녹농균, 황색포도상구균 & 박테리아 99.9% 제거
1) 세라티마이크로세센스, 프로테우스 불카리스