

탄력을 세우다 얼굴을 디자인하다

아티스트리 더마아키텍트

[VPS] 3935, 3936, 3939

[SKU] 329168, 329169, 127784A

아티스트리 더마아키텍트 부스팅 젤

주름 개선 및 미백 기능성, 비건 인증



상세페이지 바로가기

이 제품이 왜 필요할까요?



나이 들수록 커 보이는 얼굴은
피부 노화로 인해 탄력이 저하되고
얼굴선이 무너졌기 때문입니다.

혁신적인 탄력 케어 집약체 더마아키텍트로
쳐진 피부를 탄력 있는 피부로 다시 설계해보세요.

탄력을 세우는 스킨 피트니스

깊게, 넓게, 균일하게 콜라겐 생성을 위한 열에너지

듀얼 고주파(RF)
깊숙이 도달하는 열 에너지



초음파(Ultrasound)
강력한 진동 에너지



진피층까지 침투하는 열에너지가
노화된 콜라겐은 파괴하고 어린 콜라겐 생성을 유도해
속부터 탄탄하게 탄력을 세워줍니다.¹⁾

과학적으로 찾아낸 6초의 1샷¹⁾



왜 6초일까요?

- 콜라겐이 활발하게 생성된 시간
- 연속 동작으로 인한 피부 손상 방지

카트리지를 교체 필요 없는 무제한 샷

¹⁾ 고주파(RF)의 기술적 설명입니다. 스킨피트니스 모드(고주파 + 초음파, 더마아키텍트 부스팅 젤과 함께 사용)시 콜라겐 발현 확인
(Ex Vivo Collagen Expression Test).

스킨 피트니스 효과 극대화 더마아키텍트 부스팅 젤



- ✓ 피부에 열에너지를 전달하는데 도움
- ✓ 열감으로부터 피부 보호
- ✓ 움직임을 돕는 편안한 사용감
- ✓ 식물에서 찾은 탄력 개선과 진정 케어를 돕는
뉴트리션 성분 함유



서양톱풀추출물




미네랄워터



식물에서 찾은 탄백질




퍼먼시아 시카



아데노신 & 나이아신아마이드

탄력을 채우는 스킨 뉴트리션

흡수의 한계를 넘은 3중 매커니즘



01. 일렉트로페레이션

피부 장벽을 일시적으로 개방하여
흡수 준비

02. 소노포레시스

피부 속 경로를 순간적으로 넓혀
유효 성분이 스며드는 길 확보

03. 이온토포레시스

전기자극으로 유효성분을 깊숙이 전달

*작동원리에 대한 소비자의 이해를 돕기 위한 예시 이미지입니다.

모드별 최적화된 직류 이온으로 강력하게

비타민 모드 (음이온)



비타민 흡수량
2.7배 증가¹⁾

VITAMIN
C

스킨케어 모드 (양이온)



흡수량 2.58배
깊이 2.3배 증가²⁾

SKIN
CARE

¹⁾ In-vitro, 기기를 90초간 적용하였을 때 비타민C(Ascorbic Acid) 흡수 시험, 아티스트리 스킨 뉴트리션 비타민C+하yal루론산 트리플액션 + 스킨 뉴트리션 코텍팅 세럼 (더마아키텍트 사용 모드: 세럼과 함께 사용시 스킨케어 모드 강도2 90초, 부스팅 젤과 함께 사용시 스킨 피트니스 모드 300초(강도는 개인 선호에 따라)) [탄력 개선]-연구기관 및 기간: GMRC, 4주-대상: 22명(코텍팅세럼)-테스트제품: 더마아키텍트 디바이스+더마아키텍트 부스팅 젤+코텍팅 세럼(더마아키텍트 사용모드: 세럼과 함께 사용시 스킨케어 모드 강도2 90초, 부스팅 젤과 함께 사용시 스킨 피트니스 모드 300초(강도는 개인 선호에 따라)) [모공 개선]-연구기관 및 기간: 4주, GMRC / 대상자: 20명 / 테스트 제품: 더마아키텍트 디바이스+더마아키텍트 부스팅 젤 + 스킨 뉴트리션 디파잉 세럼 / 더마아키텍트 사용모드: 세럼과 함께 사용시 스킨케어 모드강도2로 90초, 부스팅 젤과 함께 사용시 스킨 피트니스 모드로 300초

이 제품이 왜 특별할까요?

더마아키텍트는 탄력에 필요한 기술을 집약한
프리미엄 홈케어뷰티 디바이스로 전문적인 탄력 케어를
일상에서 부담 없이 효과적으로 구현할 수 있도록 설계되었습니다.

각 시험에 참여한 피험자 100% 모두 탄력 개선 결과 확인

피부치밀도, 탄력복원력, 턱선 탄력

피부 치밀도
58%
증가

탄력 복원력
162%
증가

턱선 탄력
0.46mm
감소

처진얼굴
1.38°
탄력 개선

모공 개선
면적 30%감소
밀도 23%감소
깊이 16%감소

[피부 치밀도]-연구기간: 4주 (기간: 엘리트)-대상: 21-58세 여성 23명-테스트제품: 더마아키텍트 디바이스+더마아키텍트 부스팅 젤+스킨 뉴트리션 코텍팅 세럼 (더마아키텍트 사용 모드: 세럼과 함께 사용시 스킨케어 모드 강도2 90초, 부스팅 젤과 함께 사용시 스킨 피트니스 모드 5분, 강도 1) [탄력 복원력]-연구기관 및 기간: GMRC, 4주-대상: 22명(코텍팅세럼)-테스트제품: 더마아키텍트 디바이스+더마아키텍트 부스팅 젤+코텍팅 세럼(더마아키텍트 사용모드: 세럼과 함께 사용시 스킨케어 모드 강도2 90초, 부스팅 젤과 함께 사용시 스킨 피트니스 모드 300초(강도는 개인 선호에 따라)) [턱선 탄력 / 처진 얼굴 탄력 개선]-연구기관 및 기간: GMRC, 4주-대상: 22명-테스트 제품: 더마아키텍트 디바이스+더마아키텍트 부스팅 젤+스킨 뉴트리션 코텍팅 세럼(더마아키텍트 사용모드: 세럼과 함께 사용시 스킨케어 모드 강도2 90초, 부스팅 젤과 함께 사용시 스킨 피트니스 모드 300초(강도는 개인 선호에 따라)) [모공 개선]-연구기관 및 기간: 4주, GMRC / 대상자: 20명 / 테스트 제품: 더마아키텍트 디바이스+더마아키텍트 부스팅 젤 + 스킨 뉴트리션 디파잉 세럼 / 더마아키텍트 사용모드: 세럼과 함께 사용시 스킨케어 모드강도2로 90초, 부스팅 젤과 함께 사용시 스킨 피트니스 모드로 300초

직접 사용해본 소비자들의 솔직한 평가

더마아키텍트 스킨 피트니스모드로 부스팅젤과 사용시
피부가더탄탄해 보인다.*

90%

더마아키텍트 스킨 피트니스모드로 부스팅젤과 사용시
피부가더리프팅된 느낌이 든다.**

88%

더마아키텍트 스킨 피트니스모드로 부스팅젤과 사용시
피부가더쫀쫀해진 느낌이 든다.*

86%

*65명 대상, 2주간 하루에 두번씩, 더마아키텍트 스킨피트니스 모드(1주에 1번 밤에만 사용) + 부스팅젤 + 스킨 뉴트리션 모드(매일 사용) + 비타민C 하yal루론산 트리플액션 + 스킨 뉴트리션 코텍팅 세럼
**60명 대상, 2주간 하루에 두번씩 사용, 더마아키텍트 스킨피트니스 모드(1주에 1번 밤에만 사용) + 부스팅젤 + 스킨 뉴트리션 모드(매일 사용) + 비타민C 하yal루론산 트리플액션 + 스킨 뉴트리션 디파잉 세럼

더마아키텍트는 피부 미용기기로서 의료기기가 아니며, 미용적인 효과 외에 어떠한 의학적 치료 관련 효능효과를 제공하지 않습니다